




Paramètre	
Nom du produit	DSC Compatible Wired Pet Immune PIR Motion Detector EB-182
maquette	EB-182
Taille	107 * 59 * 40mm
Tension de travail	9 ~ 16V DC
Courant statique	12mA (alimentation DC 12V DC)
Courant d'alarme	NC DC12V max 100mA
Pet immune	& gt; 33kg chien ou chat
Heure d'alarme	2,2 min
Couverture PIR	12 m
Angle de détection	110 °
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Température de stockage	-25 °C ~ 65 °C
Couleur	blanc
Poids	0.1kg

Caractéristiques

EB-182 est un détecteur passif infrarouge à double élément, largement utilisé à usage domestique, avec une forte capacité de capture de signal, anti-fausse alarmes, immunité pour les animaux domestiques, faible taux de fuite, faible consommation d'énergie et compensation réelle de la température. Haut contenu technique, processus de production exquis, apparence élégante, performance stable, longue durée de vie.

Quelles caractéristiques de DSC Compatible Wired Pet Immune PIR Motion Detector EB-182?



1.Wired pet immune PIR motion sensor



2.DC 9~16v opetating voltage

3.10~15kg pet immune



4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , CE certification, welcome OEM



A quoi ressemble le EB-182?



COMMENT L'UTILISER?



Installation:



COMMENT AUTRES CHOIX?



COMMENT À NOTRE ENTREPRISE?



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICAT



COMMENT COPIER?



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont inacceptables.

Q: Quel est le délai?

R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ, plus la quantité est supérieure à celle des rabais.

Q: Comment transporter les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord sur l'usine de sérigraphie et prendre une photo pour votre Deuxième confirmation avant la production en série.

