

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

Apresentação do produto

| Especificação | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto | Válvula imune imune infravermelho com fio + sensor de movimento de microondas |
| Modelo | EB-171B |
| Tamanho | 112 * 66 * 45 (mm) |
| Tensão de trabalho | 12V DC |
| Ângulo de detecção | 110 ° |
| Temperatura de trabalho | -20 °C ~ 50 °C |
| Velocidade de detecção | 0,2 ~ 7m / seg |
| Altura da Instalação | 2,2 m |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C ~ 65 °C |
| Indicador de alarme | Luz LED vermelha (fechar, se necessário) |
| Saída de alarme | NC, 28V DC, 0.15A |
| Interruptor anti-tamper | NC, 28V DC, 0.15A |
| Humidade operacional | 95% |
| Cor | Branco |
| Peso | 0.1kg |

Quais recursos do nosso sensor de movimento de microondas infravermelho EB-171B?



1.Wired Dual Technology PIR Motion detector(Infrared+Microwave)

2.DC 12V power supply.


3.12m dectection distance.

4.Pet immune(less than 11kg)

5.2 years warranty , welcome OEM

Imagem do produto


TIRO IN-KIND





EMBALAGEM PADRÃO



APLICAÇÃO



Detection zone:



Pet immune:





This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

itens relacionados

ITENS RELACIONADOS



Embalagem & Remessa

EMBALAGEM & REMESSA



Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAÇÃO



Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega Depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, nós Faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.